

# El imán VNS Therapy®

## Un beneficio exclusivo de VNS Therapy



### ¿En qué consiste el imán VNS Therapy®?

VNS Therapy administra automáticamente el tratamiento a intervalos regulares durante todo el día con el fin de controlar sus crisis. El imán es una función opcional que puede proporcionar un mayor control de las crisis.



Modo estándar  
Suministro de prevención



Detección y respuesta  
Suministro reactivo



Modo de imán  
Suministro bajo demanda

### El imán VNS Therapy tiene dos funciones

**A. Obtenga una dosis extra de tratamiento siempre que lo necesite. Si tiene una crisis repentina, esto le permitirá:**

- Detener la crisis
- Acortar la crisis
- Disminuir la intensidad de la crisis
- Mejorar el periodo de recuperación posterior a la crisis

\*Los resultados pueden variar.

**B. Interrumpir temporalmente el tratamiento** para controlar los efectos secundarios durante actividades como cantar, hablar en público o hacer ejercicio.

Se suministran dos imanes junto con una pulsera y un clip para el cinturón. Póngase en contacto con su médico para obtener imanes adicionales.

Evite la sobreestimulación. Más de ocho horas de estimulación constante mediante el uso de imanes puede dañar el nervio vago. Si la estimulación es dolorosa, póngase en contacto con su médico inmediatamente.

### Uso del imán

Cuando los pacientes notan que está a punto de que se inicie una crisis o durante la propia crisis, los pacientes, los familiares, los cuidadores, los profesores y las enfermeras escolares pueden utilizar el imán para iniciar una dosis adicional de estimulación.



# 1

## Respuesta

Los pacientes deben llevar siempre consigo el imán con el fin de estar listos para responder a una crisis.



MENOS DE  
**2**  
SEGUNDOS

# 2

## Pasar (mover)

Pase (mueva) el imán por encima del generador durante **menos** de dos segundos.

El imán VNS Therapy es el único imán que debe utilizarse para iniciar o detener la estimulación.

**Consulte la información sobre seguridad en [VNSTherapy.com/safety](http://VNSTherapy.com/safety)**