

# O magneto da VNS Therapy®

## Um benefício único da VNS Therapy



### O que é o magneto da VNS Therapy®?

A VNS Therapy administra automaticamente terapia em intervalos regulares ao longo do dia visando o controlo das crises. O magneto é um benefício opcional que pode proporcionar um controlo adicional das crises.



Modo Standard  
Administração de prevenção



Detetar e Responder  
Administração reativa



Modo Magneto  
Administração mediante pedido

### O magneto da VNS Therapy tem duas funções

#### A. Fornecer uma dose adicional de terapia a pedido. Se tiver uma crise convulsiva atípica, isto pode:

- Parar a crise
- Encurtar a crise
- Reduzir a intensidade da crise
- Melhorar o período de recuperação, na sequência de uma crise.

\*Os resultados individuais podem variar.

#### B. Suspenda temporariamente a terapia para gerir os efeitos secundários durante atividades como cantar, falar em público ou praticar exercício.

São fornecidos dois magnetos com uma bracelete e um suporte para o cinto. Contacte o seu médico para obter magnetos adicionais.

Evite a estimulação excessiva. Períodos superiores a 8 horas de estimulação constante por utilização do magneto podem danificar o nervo vago. Se a estimulação for dolorosa, contacte imediatamente o seu médico.

### Como utilizar o magneto

Os doentes, familiares, prestadores de cuidados, professores e enfermeiros escolares podem utilizar o magneto para iniciar uma dose extra de estimulação quando o doente sente que uma crise está prestes a começar ou durante uma crise.



# 1

## Responder

Tenha sempre consigo o magneto para poder agir prontamente.



# 2

## Mover

Mova o magneto sobre o gerador por um **período inferior a dois segundos**.

O magneto da VNS Therapy é o único magneto que deve ser utilizado para iniciar ou parar a estimulação.

**Consulte as informações de segurança em [VNSTherapy.com/safety](http://VNSTherapy.com/safety)**