

Neurología: Diligencie este formulario para que su paciente lo lleve al centro de IRM y haga una copia para incluirla en el expediente médico del paciente.

Radiología: Con los datos de este formulario, introduzca el número de modelo y la ubicación del implante en la herramienta para la determinación de las condiciones de la exploración por IRM o consulte las últimas instrucciones de uso (IDU) para IRM disponibles en línea en www.livanova.com/epilepsy-vnstherapy/en-gb/hcp/physician-manuals para conocer las condiciones de exploración antes de realizar una IRM.

Información de contacto

Nombre del paciente: _____

Nombre del doctor: _____

Número de teléfono del doctor: _____

Nombre de la clínica: _____

Dirección de la clínica: _____

INFORMACIÓN DEL GENERADOR

N.º del modelo del generador: _____

N.º de serie del generador: _____

Ubicación del implante:

(sistema VNS Therapy ubicado entre las vértebras C7 y T8)

Parte superior izquierda del pecho o arriba de la axila (sobre la 4ta costilla)

Otras ubicaciones

Realice lo siguiente para preparar al paciente para una IRM:

Examine el generador de la VNS Therapy™ y registre los ajustes

Al realizar la examinación, el número de serie del generador, la fecha del implante y los parámetros de estimulación se registran en la base de datos del programador y pueden consultarse.

Corriente de salida normal (mA)	
Frecuencia de la señal (Hz)*	
Ancho de pulso (µseg)*	
Tiempo de encendido de la señal (seg)*	
Tiempo de apagado de la señal (min)*	
Corriente de salida del imán (mA)	
Tiempo de encendido del imán (seg)*	
Ancho de pulso del imán (µseg)*	

*Opcional para el modelo 103 y dispositivos más nuevos

Solo modelos 106, 1000 y 1000-D

Corriente de salida del AutoStim (mA)	
Detección de convulsiones (activada/desactivada)	

Características opcionales del dispositivo, solo modelos 1000 y 1000-D

Detección de frecuencia cardíaca baja (activada/desactivada)	
Umbral de frecuencia cardíaca baja (lpm, si está activado)	
Detección de posición decúbito prono (activada/desactivada)	
Programación programada (activada/desactivada)	
Programación diurna/nocturna (activada/desactivada)	

Realice un diagnóstico del sistema para garantizar el funcionamiento adecuado del generador.

ohmios

Reprograme la salida de estimulación de la VNS Therapy a APAGADO:

- Corriente de salida (mA): 0.0
- Corriente del imán (mA): 0.0
- Corriente de AutoStim (mA): 0.0 y detección de convulsiones a APAGADO

** Para modelos seleccionados con modo AutoStim.

Desactive cualquier otra función opcional del dispositivo (solo modelos 1000 y 1000-D).

Examine el generador para verificar que la programación se realizó de forma correcta.

Determine si el generador de la VNS Therapy está ubicado entre las vértebras C7 y T8 y está situado en la zona superior izquierda del pecho, por encima de la 4ta costilla.

Programe una cita para una visita al consultorio después del procedimiento de IRM para programar como ENCENDIDO la estimulación de la VNS Therapy lo antes posible.

He programado como APAGADO el sistema de la VNS Therapy del paciente el _____ a las _____ am/pm para facilitar su exploración por IRM en su centro.

Firma: _____ Nombre en letra imprenta: _____

Colômbia SAS.
Calle 127ª No 53ª-45 –
Torre 3 Oficina 3001.
Bogotá, Colombia
mkt.latam@livanova.com

LIVANOVA BELGIUM NV
Ikaroslaan 83
B-1930 Zaventem,
BELGIUM
Tel: +3227209593
Fax: +3227206053

¿Tiene preguntas? Consulte www.easy-mri.com para ver la ficha técnica de RM o contacte a los Servicios Técnicos Clínicos de LivaNova al 1-866-882-8804.

Para información de seguridad importante visite:

www.livanova.com/epilepsy-vnstherapy/en-gb/hcp/safety-information.

Se evaluó el dispositivo en cuanto a los riesgos inducidos por la IRM, incluidos el calentamiento, la estimulación no intencionada, la fuerza, el par de torsión, el mal funcionamiento y la vibración del dispositivo, y se determinó que es seguro en las condiciones que se especifican en la ficha técnica; sin embargo, el paciente puede sentir sensaciones de calor o vibración en el lugar del implante durante la exploración por RM.

Todas las marcas y nombres comerciales son propiedad de LivaNova o de las filiales consolidadas de LivaNova y están protegidos por las leyes de propiedad intelectual aplicables. Solo por conveniencia, las marcas y nombres comerciales de LivaNova pueden aparecer sin los símbolos ® o TM, pero dichas referencias no pretenden indicar en modo alguno que LivaNova no hará valer, en la máxima medida permitida por la legislación aplicable, los derechos de LivaNova sobre dichas marcas y nombres comerciales. Se requiere el permiso previo de Livanova para el uso o reproducción de dichos derechos de propiedad intelectual. IM-7600854-EPI-ES_B



LivaNova
Epilepsia

