

Neurologie: Vul dit formulier in zodat uw patiënt het naar het MRI-centrum kan meenemen en neem er een kopie van om in het medisch dossier van de patiënt op te nemen.

Radiologie: Voer op basis van de gegevens uit dit formulier het modelnummer en de implantaatlocatie in het hulpprogramma Bepaling van de MRI-scancondities in of raadpleeg de meest recente MRI-gebruiksaanwijzing die online beschikbaar is via www.livanova.com/epilepsy-vnstherapy/en-gb/hcp/physician-manuals voor scancondities voordat u met een MRI begint.

Contactgegevens

Naam patiënt: _____

Naam arts: _____

Telefoonnummer arts: _____

Naam kliniek: _____

Adres kliniek: _____

GENERATORINFORMATIE

Modelnr. generator: _____

Serienr. generator: _____

Locatie implantaat

(VNS Therapy-systeem tussen de wervels C7 en T8)

Borstkas linksboven
bij of boven oksel
(boven rib 4)

Andere locaties

Voer de volgende stappen uit om de patiënt op een MRI voor te bereiden:

- Lees de VNS Therapy™-generator uit en noteer de instellingen van de generator

Bij het uitlezen worden het serienummer van de generator, de implantatiedatum en de stimulatieparameters in de database van de programmer geregistreerd en kunnen ze worden bekeken.

Normale uitgangsstroom (mA)	
Signaalfrequentie (Hz)*	
Pulsbreedte (µsec)*	
Signaal aan-tijd (s)*	
Signaal uit-tijd (min)*	
Uitgangsstroom magneet (mA)	
Aan-tijd magneet (s)*	
Pulsbreedte magneet (µsec)*	

*Optioneel voor model 103 en nieuwere apparaten

Alleen modellen 106, 1000 en 1000-D

Uitgangsstroom AutoStim (mA)	
Aanvalsdetectie (aan/uit)	

Optionele apparaatfuncties alleen modellen 1000 en 1000-D

Detectie lage hartfrequentie (aan/uit)	
Drempelwaarde lage hartfrequentie (bpm, indien aan)	
Detectie buikligging (aan/uit)	
Geplande programmering (aan/uit)	
Dag-nachtprogrammering (aan/uit)	

- Verricht een systeemiagnostose om de werking van de generator te controleren.

ohm

- Programmeer de VNS Therapy-stimulatie-uitgang opnieuw op UIT:

- Uitgangsstroom (mA): 0,0
- Magneetstroom (mA): 0,0
- AutoStim-stroom** (mA): 0,0 en aanvalsdetectie op UIT

** Voor bepaalde modellen met AutoStim-modus

- Schakel alle andere optionele apparaatfuncties uit (alleen modellen 1000 en 1000-D).

- Lees de generator uit om te controleren of de programmering geslaagd is.

- Bepaal of de VNS Therapy-generator zich tussen de wervels C7-T8 en linksboven op de borst bevindt, boven rib 4.

- Maak na de MRI-procedure een afspraak voor een praktijkbezoek om de VNS Therapy-stimulatie zo snel mogelijk op AAN in te stellen.

Ik heb het VNS Therapy-systeem van de patiënt op _____ om _____ uur op UIT ingesteld om de MRI-scan in uw instelling te vergemakkelijken.

Handtekening: _____ Naam in blokletters: _____

LIVANOVA USA, INC.
100 Cyberonics Boulevard
Houston, Texas 77058, USA
Tel: +1 (281) 228-7200 /
+1 (800) 332-1375
Fax: +1 (281) 218-9332
www.livanova.com

LIVANOVA BELGIUM NV
Ikaroslaan 83
B-1930 Zaventem,
BELGIË
Tel: +3227209593
Fax: +3227206053

Heeft u nog vragen? Raadpleeg www.easy-mri.com voor MRI-labels OF neem contact op met LivaNova Clinical Technical Services op 1-866-882-8804.

Voor belangrijke veiligheidsinformatie: www.livanova.com/epilepsy-vnstherapy/en-gb/hcp/safety-information.

Het hulpmiddel is geëvalueerd voor MRI-geïnduceerde risico's, met inbegrip van oververhitting, onbedoelde stimulatie, kracht, torsie, apparaatstoring en apparaatvibratie, en is veilig bevonden onder de op het label gespecificeerde voorwaarden; echter kan de patiënt tijdens de MRI-scan een gevoel van warmte of vibratie voelen op de plaats van het implantaat.

Alle handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van LivaNova of van de geconsolideerde dochterondernemingen van LivaNova en worden beschermd door de toepasselijke wetgeving op intellectueel eigendom. Handelsmerken en handelsnamen van LivaNova kunnen soms zonder het ®- of TM-symbool worden weergegeven. Dit dient zuiver het gemak en houdt op geen enkele wijze in dat LivaNova de rechten van LivaNova op deze handelsmerken en handelsnamen niet volledig krachtens het toepasselijke recht zal doen gelden. Voor het gebruik of de reproductie van dergelijke intellectuele-eigendomsrechten is de voorafgaande toestemming van Livanova vereist. IM-7600854-EPI_B_NL



LivaNova
Epilepsy

